

Technisches Datenblatt

Zweckbestimmung: Bissregistriermaterial auf Vinylpolysiloxanbasis.

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31
59423 Unna / Germany

Zusammensetzung:

Pos	Chemische Bezeichnung
1	Polyvinylmethylsiloxane
2	Vinyl-Q-Harze
3	Polymethylhydrogensiloxane
4	Füllstoffe
5	Platin - Katalysator
6	Pigmente

Eigenschaften:

Farbe: orange
Endhärte: 48 ± 2 [Shore D] (DIN ISO 7619-1)
Konsistenz: Type 2: medium (DIN EN ISO 4823)
Rückstellung nach Verformung: $> 99,9 \%$ (DIN EN ISO 4823)
Lineare Maßänderung: $< 0,1 \%$ (DIN EN ISO 4823)

Verarbeitungszeit: 30 sec \pm 5 sec bei 23 °C
Mundverweildauer: 80 sec \pm 5 sec bei 37 °C
(inkl. Verarbeitungszeit)

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Str. 31
59423 Unna / Germany
Tel.: 02303 / 8807-0
Fax: 02303 / 8807-55
dentamid@dreve.de
www.dreve.com