

Auftrag Siegelnahttest

DÜRR DENTAL SE
- Service -
Pleidelsheimer Str. 36
74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 (0)7142/705-480
Fax +49 (0)7142/705-230

Guten Tag,

wir beauftragen die DÜRR DENTAL SE mit dem Siegelnahttest des o.g. Folienschweißgerätes bezogen auf die von uns eingesandten Prüfmuster zum Preis von 118,00 Euro (zzgl. gesetzlicher MwSt., gültig gemäß Preisliste 2020)).

Unterschrift Auftraggeber

Datum

Praxis-Stempel

Pflichtfelder

- Hiermit bestätige ich die AGBs der Dürr Dental SE und das mir die ausdrückliche Einverständnis des Eigentümers und/oder Nutzungsberechtigten zur Registrierung des Produktes vorliegt. Die AGBs können unter www.duerrdental.com eingesehen werden.
- Ich bin damit einverstanden, dass die von mir im oben stehenden Kontaktformular angegebenen Daten zu Zwecken der Auftragsbearbeitung und Kundenbetreuung erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt werden. Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass die Dürr Dental SE, die von mir im oben stehenden Kontaktformular angegebenen Daten an Konzerngesellschaften (www.duerrdental.com/unternehmen/konzerngesellschaften) bzw. mit Dürr Dental verbundene Unternehmen übermittelt.

Datum, Unterschrift


DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

 **DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM

Dürr Dental Service

Hygopac View - Jährlicher Siegelnahttest (Leistungsbeurteilung) für Durchlaufsiegelgeräte nach EN ISO 11607-2

Die Verschlusssicherheit von Klarsicht-Sterilgutverpackungen muss durch eine jährliche Prüfung, der sogenannten Leistungsbeurteilung (auch als PQ = Performance Qualification bezeichnet), nachgewiesen werden. Unter „Prozessvalidierung“ versteht man entsprechend der Norm EN ISO 11607-2 die Bereitstellung eines objektiven Nachweises, dass alle Qualitätsanforderungen erfüllt sind.



Schnell und einfach zum Qualitätsnachweis

Bei der Leistungsbeurteilung geht es zum einen um die Wahl des richtigen Verpackungssystems bzw. -materials und zum anderen um die Überprüfung der Siegelnaht auf Zugfestigkeit nach einem genormten Prüfverfahren.

Dürr Dental bietet Zahnarztpraxen unter der Artikelnummer 0000-500 diesen Siegelnahttest für das Folienschweißgerät Hygopac View als Serviceleistung an. Zum Preis von 118,00 Euro wird die Qualität erneut geprüft und eine Leistungsbeurteilung erbracht - ein wichtiger Baustein für das praxisinterne Qualitätsmanagement.



Sterilgutverpackung Hygofol mit sichtbarer 17 mm breiter Siegelnaht für höchste Sicherheit

 **DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM

