

Firma:

# Betriebsanweisung

Arbeitsbereich:

Gem. § 14 GefStoffV

Freigegeben durch (Datum, Unterschrift):

## GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

**CyberFill 69 NEW, Non Gamma II, High Silver, Amalgam**

REF: 9006194 – 9006195 – 9006196 – 9008501 – 9008502 - 9008503

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.  
H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition

Kann Reizung der Augen, Atmungsorgane und der Haut verursachen.  
Chronische Exposition kann zu Nierenschäden und Beeinträchtigung des zentralen Nervensystems führen.

## SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.  
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  
Dämpfe nicht einatmen

**Augen/Gesichtsschutz:** Schutzbrille mit Seitenschutz.

**Atemschutz:** Verwenden Sie ein ordnungsgemäß eingebautes Atemschutzgerät mit Partikelfilter.

**Belüftung:** Nur bei ausreichender Belüftung verwenden oder Atemschutzgerät tragen.

**Handschutz:** Chemikalienbeständige Handschuhe oder Latexhandschuhe erforderlich.

## VERHALTEN IM GEFARHFALL

Nach Verschütten von Quecksilber die Tröpfchen zusammenbringen, aufnehmen (Einwegspritze oder Zinnfolie) und in Amalgamrestebehälter überführen. Den Rest mit Bindemittel (z.B. Mercurisorb, Jodkohle) binden und der fach- und sachgerechten Entsorgung zuführen.

**Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) oder Löschpulver - Nicht mit Wasser löschen!**

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

## ERSTE HILFE

**Allgemeine Hinweise:** Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

**Haut:** Mit Wasser und Seife gründlich waschen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt konsultieren.

**Augen:** Mindestens 15 Minuten mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen möglichst entfernen. Arzt konsultieren.

**Einatmen:** Für frische Luft sorgen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt konsultieren.

**Verschlucken:** Arzt / Giftzentrum verständigen. Kann neurotoxische / nephrotoxische Wirkungen verursachen.

## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Leere Amalgamkapseln in luftdicht verschlossenen Gefäßen sammeln. An Entsorgungsbetrieb übergeben.

## SONSTIGES

Name und Adresse der Person, die im Notfall informiert werden muss: