

EMPFOHLEN



WEITERE EMS PULVER

Name	PLUS	CLASSIC COMFORT	CLASSIC	SOFT	PERIO	
Ref.	DV-082	DV-048	DV-048/ LEM/65	DV-071	DV-070	
Geschmack	NEUTRAL	ZITRONE/LEM MINZE/MIN KIRSCH/CHE NEUTRAL/NEU	ZITRONE	NEUTRAL	NEUTRAL	
Zusammensetzung	ERYTHRITOL	NATRIUM BIKARBONAT	NATRIUM BIKARBONAT	GLYCIN	GLYCIN	
Partikelgrösse	~14µm	~40µm	~65µm	~65µm	~25µm	
pH	~7	~8.1	~8.1	~6	~6	
Zahn	Verfärbungen und junger Zahnstein	✓	✓	✓	✗	
	Schmelz	✓	✓	✓	✓	
	Weisse Flecken auf dem Schmelz	✓	✗	✗	✗	✓
	Grübchen und Fissuren	✓	✗	✗	✗	✗
	Dentin	✓	✗	✗	✗	✓
Zahnfleisch	Zahnfleisch	✓	✗	✗	✗	✓
	Zunge und Gaumen	✓	✗	✗	✗	✓
Restauration	Hybridkomposit	✓	✗	✗	✓	✓
	Glassionomerzement	✓	✗	✗	✗	✓
Implantat	und periimplantäres Weichgewebe	✓	✗	✗	✗	✓
Kieferorthopädie	Brackets und Apparaturen	✓	✗	✗	✗	✓
	✓	✓	✓	✓	✗	
	✓	✗	✗	✗	✓	
	✓	✗	✗	✗	✓	

EMPFOHLEN



WEITERE EMS PULVER

Name	PLUS	CLASSIC COMFORT	CLASSIC 65 µm	SOFT	PERIO
Ref	DV-082	DV-048/LEM	DV-048/LEM/65	DV-071	DV-070
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✗	✗	✓
	✗	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✗	✗	✗	✓

► Die EMS Prophylaxepulver werden in eigener Herstellung produziert. Daneben führt EMS zwei eigene Chemielaboratorien in Deutschland und der Schweiz. Mit 35 Jahren klinischer Forschung, Prüfung, wissenschaftlichen Studien und Millionen behandelter Patienten, empfiehlt EMS die folgenden zwei Pulver für 100 % aller klinischen Fälle.

