

DISINFECTION TUB

- With basket, with filter insert, with small lid, with immersion lid



English

PRODUCT DESCRIPTION

Tray made of plastic for disinfecting instruments. Consisting of basket, filter insert, small lid and lid for sealing with a capacity of 4 l.

Colour: white.

Dimensions: 31.5 cm (L) × 20.6 cm (W) × 12.5 cm (H).
Weight: approx. 1100g

CAPACITY

Itemnumber	
9796282	4L

ALSO AVAILABLE:

9796273	Dosing pump for 2L bottle
---------	---------------------------



9796276	Tab/dosing device for 5L canister
---------	-----------------------------------



9796277	Sprayhead for 1 Liter Bottle
---------	------------------------------



9796278	Canister-key
---------	--------------



9796274	Dosing pump for 500ml
---------	-----------------------



9796272	Dosing pump for 5L Canister
---------	-----------------------------



9796275	Dosing pump for 1L
---------	--------------------



CUBETA DE DESINFECCIÓN

- Con cesta, bandeja de enjuague, tapa de pequeñas dimensiones y tapa sumergible



Español

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cubeta de plástico para desinfectar instrumental. Compuesta por cesta, bandeja de enjuague, tapa de pequeñas dimensiones y tapa de cierre; con capacidad para 4 l.

Color: blanco.

Dimensiones: 31,5 cm (largo) x 20,6 cm (ancho) x 12,5 cm (alto).
Peso: aprox. 1100 g

CAPACIDAD:

Itemnumber	
9796282	4L

OTROS FORMATOS DISPONIBLES:

9796273	Bomba de dosificación para botella de 2 l
---------	---



9796277	Boquilla de pulverización para botella de 1 l
---------	---



9796274	Bomba de dosificación para botella de 500 ml
---------	--



9796275	Bomba de dosificación para botella de 1 l
---------	---



9796276	Dosificador para bidón
---------	------------------------



9796278	Llave para bidón
---------	------------------



9796272	Bomba de dosificación para bidón de 5 l
---------	---



BAC À INSTRUMENTS

- Avec panier, tamis, petit couvercle, élément alourdissant



Français

DESCRIPTION DU PRODUIT

bassine en plastique pour la désinfection d'instruments. Composée d'un panier, d'un tamis, d'un petit couvercle et d'un couvercle pour refermer la bassine avec une capacité de 4 l.

Couleur : blanc.

Dimensions : 31,5 cm (L) x 20,6 cm (l) x 12,5 cm (p).
Poids : env. 1100 g

CAPACITÉ :

Itemnumber	
9796282	4L

ÉGALEMENT DISPONIBLE :

9796273	Pompe doseuse pour bouteille de 2 l
---------	-------------------------------------



9796277	Pistolet vaporisateur pour bouteille de 1 l
---------	---



9796274	Pompe doseuse de 500 ml
---------	-------------------------



9796275	Pompe doseuse de 1 l
---------	----------------------



9796276	Robinet de remplissage de bidon
---------	---------------------------------



9796278	Clé de serrage pour bidon
---------	---------------------------



9796272	Pompe doseuse pour bidon de 5 l
---------	---------------------------------



INSTRUMENTENWANNE

- Mit Korb
- Mit Siebeinsatz
- Mit kleinem Deckel
- Mit Tauchdeckel



Deutsch

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wanne aus Kunststoff zur Desinfektion von Instrumenten. Bestehend aus Korb, Siebeinsatz, kleinem Deckel und Deckel zum Schließen mit einem Fassungsvermögen von 4l.

Farbe: weiß

Maße: 31,5 cm (L) x 20,6 cm (B) x 12,5 cm (H)
Gewicht: ca. 1100g

FASSUNGSVOLUMEN:

Itemnummer	
9796282	4L

AUCH ERHÄLTlich:

9796273	Dosierpumpe für 2L Flasche
---------	----------------------------



9796277	Sprühkopf für 1-Liter-Flasche
---------	-------------------------------



9796274	Dosierpumpe 500ml
---------	-------------------



9796275	Dosierpumpe 1L
---------	----------------



9796276	Kanisterumfüllhahn
---------	--------------------



9796278	Kanisterschlüssel
---------	-------------------



9796272	Dosierpumpe 5L Kanister
---------	-------------------------



VASCETTA PORTA STRUMENTI

- Con cestello, inserto filtrante, coperchio piccolo, coperchio a immersione



Italiano

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vasca in plastica per la sterilizzazione degli strumenti Composta da cestello, inserto filtrante, coperchio piccolo e coperchio per chiudere, con una capacità di 4 l.

Colore: bianco.

Dimensioni: 31,5 cm (L) x 20,6 cm (P) x 12,5 cm (A).
Peso: circa 1100 g

CAPIENZA:

Itemnumber	
9796282	4L

ANCHE DISPONIBILE:

9796273	Pompa di dosaggio per bottiglia da 2L
---------	---------------------------------------



9796277	Erogatore per bottiglia da 1L
---------	-------------------------------



9796274	Pompa di dosaggio 500ml
---------	-------------------------



9796275	Pompa di dosaggio 1L
---------	----------------------



9796276	Rubinetto di riempimento per tanica
---------	-------------------------------------



9796278	Chiave per tanica
---------	-------------------



9796272	Pompa di dosaggio per tanica da 5L
---------	------------------------------------



INSTRUMENTENBAKJE

- Met korf, zeefinzet, kleine deksel en deksel met randsluiting



Nederlands

PRODUCTBESCHRIJVING

Bad van kunststof voor het desinfecteren van instrumenten. Bestaat uit een korf, zeefinzet, kleine deksel en afsluitdeksel en heeft een inhoud van 4 liter.

Kleur: wit

Afmetingen: 31,5 cm (L) x 20,6 cm (B) x 12,5 cm (H).
Gewicht: ca. 1100 g

INHOUD:

Itemnummer	
9796282	4L

OOK VERKRIJGBAAR:

9796273	Doseerpomp voor 2 liter fles
---------	------------------------------



9796277	Sproeikop voor 1-liter fles
---------	-----------------------------



9796274	Doseerpomp 500 ml
---------	-------------------



9796275	Dosing pump for 1L
---------	--------------------



9796276	Doseerkrantje jerrycan
---------	------------------------



9796278	Jerrycansleutel
---------	-----------------



9796272	Doseerpomp 5 liter jerrycan
---------	-----------------------------



TUBO DE DESINFECÇÃO

- Com cesto, com tabuleiro de escoamento, com pequena tampa, com tampa de imersão



Português

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Contentor de plástico para desinfeção de instrumentos. Inclui cesto, tabuleiro de escoamento, pequena tampa e tampa de fecho com capacidade de 4 l.

Cor: branco.

Medidas: 31,5 cm (C) x 20,6 cm (L) x 12,5 cm (A).
Peso: cerca de 1100 g

CAPACIDADE:

Itemnumber	
9796282	4L

TAMBÉM DISPONÍVEL:

9796273 Bomba doseadora para frasco de 2L



9796277 Pulverizador para frasco de 1 litro



9796274 Bomba doseadora de 500m



9796275 Bomba doseadora de 1L



9796276 Torneira de transvase de bidão



9796278 Chave de bidão



9796272 Bomba doseadora para bidão de 5L

