

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Druckdatum: 01.10.2014

überarbeitet 01.10.2014 Version 4.2 (D)

Handelsname: WHITEsmile POWER WHITENING, LIGHT WHITENING

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung Handelsname:

WHITEsmile WHITEsmile POWER WHITENING 38%, WHITEsmile WHITEsmile POWER WHITENING YF 40% WHITEsmile LIGHT WHITENING, WHITESmile LIGHT WHITENING AC

WHITEsmile GmbH Hersteller/Lieferant:

Weinheimer Str. 6, D-69488 Birkenau

Tel.: +49-6201-84321-90, Fax +49-6201-84321-99

www.whitesmile.de, info@whitesmile.de

Notfallauskunft: Tel.: +49-6201-84321-90

2. Mögliche Gefahren

Einstufung: reizend R-Sätze:



22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

34 Verursacht Verätzungen.

41 Gefahr ernster Augenschäden

3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Gefährliche Inhaltsstoffe

Produkt	CAS-Nr.	Bezeichnung	Gew %	Einstufung
PW 38%	7722-84-1	Wasserstoffperoxid	30%	O R8; C R35; Xn R20/22
PW YF 40%	7722-84-1	Wasserstoffperoxid	32%	O R8; C R35; Xn R20/22
LW (30%)	7722-84-1	Wasserstoffperoxid	30%	O R8; C R35; Xn R20/22
LW AC (22%)	7722-84-1	Wasserstoffperoxid	22%	O R8; C R35; Xn R20/22
LW AC (32%)	7722-84-1	Wasserstoffperoxid	32%	O R8; C R35; Xn R20/22

4. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise Benetzte Kleidung sofort ablegen

Nach Hautkontakt Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen Nach Augenkontakt

und Arzt konsultieren

Nach Verschlucken Kein Erbrechen einleiten. Sofort Arzt hinzuziehen. Mund

ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Wasser. Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Schaum, Kohlendioxid

Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Mit viel Wasser verdünnen. Umweltschutzmaßnahmen:

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säure-

binder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung: Hinweise zum sicheren Umgang: Die beim Umgang mit

Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Im Kühlschrank lagern.

Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von brennbaren Stoffen lagern.

Getrennt von Reduktionsmitteln aufbewahren.

Getrennt von Metallen aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. Kühl lagern 4°C bis 12°C, Erhitzen führt zu Druckerhöhungen



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Druckdatum: 01.10.2014

überarbeitet 01.10.2014 Version 4.2 (D)

Handelsname: WHITEsmile POWER WHITENING, LIGHT WHITENING

und Berstgefahr.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Handschutz: Schutzhandschuhe

Augenschutz: Schutzbrille

Allgemeine Schutzmaßnahmen Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Hygienemaßnahmen Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form Farbe Geruch
Gel rot stechend

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit:

	Wert	Temperatur	bei	Methode
pH-Wert im Lieferzustand	ca. 7-8			
Siedepunkt	Ca. 110°C		1012hPa	
Dampfdruck	Ca. 20 hPa			
Dichte	1,2 g/cm3	20°C		
Löslichkeit in Wasser	löslich			
Viskosität 1	200-800 Pa's	20°C		

Weitere Angaben

Die physikalischen Daten beziehen sich auf die Hauptkomponente

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende StoffeReaktionen mit brennbaren Stoffen

Reaktionen mit starken Oxidationsmittel Reaktionen mit Reduktionsmitteln Reaktionen mit Alkoholen

Reaktionen mit Alkonolen

Gefährliche Zersetzungsprozesse Sauerstoff

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität/Reizwirkung/Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung

LD50 Akut Oral 1193-1270mg/kg Ratte Lit. Wasserstoffperoxid 35%-tige

Lösung/IUĊLID)

Reizwirkung Haut reizend

Reizwirkung Auge ätzend

12. Angaben zur Ökologie

Biologische Abbaubarkeit leicht abbaubar

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt: Empfehlung: Kleine Mengen können mit reichlich Wasser

verdünnt und weggespült werden. Größere Mengen sind gemäß

örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.

Europäischer Abfallkatalog 06 13 99 Abfälle a. n. g.

Ungereinigte Verpackungen: Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie

können dann nach entsprechender Reinigung einer

Wiederverwertung zugeführt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit

Zusatz von Reinigungsmitteln.



Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Druckdatum: 01.10.2014 überarbeitet 01.10.2014 Version 4.2 (D)

Handelsname: WHITEsmile POWER WHITENING, LIGHT WHITENING

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)

UN 2014 HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, 5.1 (8), II

Seeschiffstransport IMDG (GGVSee)

UN 2014 HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, 5.1 (8), II

Lufttransport ICAO/IATA-DGR

UN 2014 HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION, 5.1 (8), II

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Es liegen keine Informationen vor.

15. Vorschriften

Kennzeichnung: Xi reizend





R-Sätze:

22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken

34 Verursacht Verätzungen.

41 Gefahr ernster Augenschäden

S-Sätze

24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

35 Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden

39 Schutzbrille tragen

64 Bei Verschlucken mit viel Wasser spülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist)

Nationale Vorschriften: -

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Wortlaut Kapitel 3 angegebene R-Sätze (Nicht Einstufung der Zubereitung!)

20/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

35 Verursacht schwere Verätzungen.

8 Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.