

Handelsname: WHITEsmile Gingiva Protector

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Handelsname:

WHITEsmile Gingiva Protector

Hersteller/Lieferant:

WHITEsmile GmbH
 Weinheimer Str. 6, D-69488 Birkenau
 Tel.: +49-6201-84321-90, Fax +49-6201-84321-99
 www.whitesmile.de, info@whitesmile.de
 Tel.: +49-6201-84321-90

Notfallauskunft:

2. Mögliche Gefahren

Einstufung: entfällt

3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Beschreibung: Lichthärtendes Material auf Urethandimethacrylatbasis zum Gingivaschutz beim In-Office-Bleaching

Gefährliche Inhaltsstoffe

Produkt	Gew %	Einstufung
Tetrahydrofurfuryl-2-methacrylat	2,5-10%	R38; Xn ☒
Nonylphenolpolyglykolether	< 2,5%	R22/38; Xn ☒

zusätzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4. Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

Nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren

Nach Verschlucken

Keine Gefährdung bei kleinen Mengen im Rahmen der normalen Anwendung. Sonst viel Wasser einnehmen und bei Übelkeit oder Unwohlsein sofort Arzt aufsuchen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

CO₂, Löschpulver oder Wasserschlauch. Größeren Brand mit Wasserschlauch oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.

Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Nicht erforderlich.

Umweltschutzmaßnahmen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Behälter dicht geschlossen halten.
 Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Staubfrei und trocken aufbewahren. Bei 15-30°C lagern.

Zusammenlagerungshinweise:

nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Allgemeine Schutzmaßnahmen

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden

Allgemeine Schutzmaßnahmen

Schutzbrille tragen

Handelsname: **WHITEsmile Gingiva Protector**

Hygienemaßnahmen

berufsübliche Hygienemaßnahmen einhalten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form pastös	Farbe hellblau	Geruch Schwacher Eigengeruch
-----------------------	--------------------------	--

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit:

	Wert	Temperatur	bei	Methode
Schmelzpunkt	n.b.			
Siedepunkt	178°C			
Flammpunkt	91°C			
Selbstentzündlichkeit	Nein			
Explosionsgefahr	Nein			
Dichte	n.b.			
Löslichkeit in Wasser	Nicht mischbar			
Organische Lösungsmittel	0,0%			

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung:	Keine, bei Gebrauch gemäß den Anweisungen
Zu vermeidende Bedingungen:	Hitze, Lichteinwirkung, direktes Sonnenlicht.
Zu vermeidende Stoffe:	Laugen, Metalle, Metalloxide
Gefährliche Zersetzungsprozesse	nicht bekannt

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität/Reizwirkung/Sensibilisierung

	Wert/Bewertung	Spezies	Methode	Bemerkung
LD50 Akut Oral	4000 mg/kg (Lit.)	Ratte		Tetrahydrofurfurylmethacrylat

12. Angaben zur Ökologie

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt: Empfehlung: Kleine Mengen können mit Hausmüll entsorgt werden. Größere Mengen sind gemäß örtlicher behördlicher Vorschriften zu entsorgen.

Ungereinigte Verpackungen: Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.
 Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14. Angaben zum Transport

Sonstige Angaben: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften

15. Vorschriften

Kennzeichnung: keine
 Nationale Vorschriften: -

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Wortlaut Kapitel 3 angegebene R-Sätze (Nicht Einstufung der Zubereitung!)

22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
 38 Reizt die Augen/Haut.