



PROTHO CLEAN®

Pflegemittel für Kunststoffprothesen

Spray for the care of acrylic resin dentures

Spray voor het onderhoud van kunststofprotheses

Spray d'entretien pour prothèses en résine acrylique

Prodotto per la cura delle protesi di plastica

D Zur Aufwertung der Präsentation Ihrer Werkstücke. Einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen Tuch abwischen.

Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Enthält Minzöl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

GB Protho Clean upgrades the presentation of your models. Just spray Protho Clean onto the model, leave for a short time and wipe off with a soft cloth.

Danger: Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. May cause an allergic skin reaction.

Contains mint oil. May produce an allergic reaction. Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50 °C. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on a naked face or any incandescent material. Keep away from sources of ignition – No smoking. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Read label before use. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

NL Verbeterd de presentatie van uw werkstukken. Protho Clean op het model sproeien, even in laten werken en met een zacht doekje afvegen.

Gevaar: Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Bevat mintolie. Kan een allergische reactie veroorzaken. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet sproeien in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen

van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Alvo-rens te gebruiken, het etiket lezen. De inhoud en de verpakking verwerken vol-gens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

F Réaliser la présentation de vos modèles. Simplement réajiler Protho Clean sur le modèle, laisser agir un instant et essuyer avec un chiffon doux. Pericolo: Aerosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut écla-ter sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer une allergie cutanée.

Contient de l'huile de menthe. Peut produire une réaction allergique. Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant utilisation. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

I Protho Clean è una rivalorizzazione per la presentazione dei vostri pezzi fabbricati. Semplice schizzare, influire brevemente e pulire con un tessuto morbido.

Peligro: Aerosol altamente inflammiabile. Contenitore pressurizzato: può esplode-re se riscaldato. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Contiene olio di menta. Può provocare una reazione allergica. Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura su-periore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione – Non fumare. Una insufficiente aereazione del locale po-trebbe dar luogo alla formazione di miscele esplosive. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il con-tenitore o l'etichetta del prodotto. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali/nazionali/internazionali.



75 ml



3

110

REF 554 220



HÄGER & WERKEN GmbH & Co. KG
Ackerstr. 1, 47269 Duisburg, Germany
T +49 (203) 99269-0, F +49 (203) 299283
www.hagerwerken.de



+EHWD5542209/(\$9000017934060